

光田醫院向上院區ENT--內耳溫差刺激器

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或寫出差異)
一、儀器功能:		
1	數字顯示溫度範圍: 12°至 50°C	
2	精確度: ±0.4°C	
3	到達設定溫度時間: < 60 seconds	
4	時間範圍: 1-99秒	
5	流動速率範圍: 4 ~ 10 LPM	
6	流量精確度: +/- 0.4 liters per minute	
7	遙控控制功能: 與主機連接可遙控啟動紀錄	
8	時間到顯示: 有倒數計時碼表，時間到有蜂鳴器聲音告知	
9	流量啟動: 經由手按開關或腳踏開關啟動	
10	面板有冷卻水容量狀況顯示，可隨時知道水量是否足夠	
11	灌注頭有照明耳鏡，以利灌氣時檢查耳道內狀況	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：
