

# 全身型骨質密度儀-工程規範-設備需求

1. 電源：單相 110V/60HZ 20A 單一迴路；獨立接地或醫療設備專用接地；需設置專用配電盤或分路。
2. 空調：溫度 18~27 °C；相對濕度 20~80% (不可有結露現象)；冷氣能量計算需再考慮，房間大小，四週環境因素...等等；室溫及相對濕度皆需 24 小時保持。
3. 輻防：符合原委會規定之可發生游離輻射設備，安裝廠商及有關人員管理特定要點。鉛屏蔽厚度以屏蔽計劃之質為依據。具備警示燈、警示標誌、安全開關、鉛玻璃。
4. 門上連動開關,門上警示燈 (依實際門的數量安裝)需預留配管及配線至骨密主機旁邊。
5. 檢查室裝潢天花板至地板淨高 $\geq$ 2500mm。
6. 控制台處有要有 110V 插座 x1,網點 x2。
7. 天花板或地板線槽工程 100x100mm (骨密掃描儀主機到控制台)。線槽工程 50x50mm (電源箱到骨密掃描儀主機 )。