

光田醫院向上院區檢驗科-二氧化碳培養箱*1

項目名稱及規格說明

廠商檢核
(標示佐證出處
或寫出差異)

二氧化碳培養箱規格：

- 1.內容量:230L以上
- 2.LCD觸控螢幕，CO2及溫度記錄器功能設計
- 3.採用紅外線(IR)偵測SENSOR
- 4.必須採用2個CO2 SENSOR，智慧型全自動CO2參考值及實測值比對校正，
- 5.未來因應實驗需要,需可擴充H2O2滅菌組件，3小時內需可完成滅菌程序,並可開始啟用
- 6.內部採銅合金不銹鋼材質，可抑制菌類附著生長
- 7.內附可調式銅合金不銹鋼隔板4片及加濕水盤
- 8.可調整左邊或右邊開門
- 9.採用氣夾層設計，回溫快，免加夾層水
- 10.溫度：控制範圍：(室溫+5)°C ~ +50°C 精確度: ±0.1°C
- 11.CO2：控制範圍：0 ~ 20% 精確度：±0.15%
- 12.原廠有內建式氣體鋼瓶自動切換裝置可供選購；面板上預留有氣體鋼瓶控制按鍵及指示燈，並可動手切換。
- 13.內建溫度及CO2濃度記錄器並有USB下載介面及通訊介面接點可選配 (RS-485/RS-232/Ethernet...等)
- 14.背部提供圓孔可供電線及感測器通過
- 15.電源：AC110V 60Hz

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____